



Controleer de hoeveelheid vloeistof in de fles.



Liebig-verdamper op een bijenvolk. De verdamper is op een verhoging geplaatst, zodat er een ruimte van ongeveer 10 cm tussen het broed en de verdamper ontstaat.

WERKWIJZE

1. Lees de gebruiksaanwijzing voor u begint

(www.biovet.ch/en/images/stories/products/Liebig-Dispenser/PDF/Liebig-Dispenser)

Let op! Hier gaan we uit van een behandeling in juli en een behandeling in augustus (zie ook eerdere opmerking).

2. Vul thuis de bijgeleverde fles (zie bovenstaande foto) met de gewenste hoeveelheid (zie schema).

3. Plaatsen van de verdamper (zie foto rechts)

- Open het volk en controleer of er broed aanwezig is.
- Plaats er een lege broedkamer bovenop.
- Zorg ervoor dat de bodem dicht is.
- Gebruik het bijgeleverde schema om de grootte van het filterpapier te bepalen.
- Stop het aangepaste filterpapier in de gele houder.

f) Plaats de verdamper op de houder.

g) Plaats het geheel op een verhoging (10 cm tussen broed en verdamper).

4. Behandelen van het volk

- Trek handschoenen aan, zet een veiligheidsbril op en doe een gelaatsmasker voor.
- Plaats het gevulde flesje met mierenzuur omgekeerd op de gele houder.
- Sluit de kast.

5. Controle van de verdamping (na 2-3 dagen)

- Controleer na enkele dagen hoeveel mierenzuur verdampst is en pas de grootte van het filterpapier indien nodig aan.
- Per broedkamer moet ongeveer 10-15 ml per dag verdampen.

6. Verwijder de verdamper als deze leeg is.